

**ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΥΔΕΣ (ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΑΠΟΛΥΜ. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΕΝΔΟΣΚΟ. ΒΥΘΙΣΜ)**

- > Να έχει ως βάση το υπεροξικό οξύ
 - > Να είναι σε υγρή μορφή, έτοιμο προς χρήση ύστερα από ενεργοποίηση
 - > Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 13727 και EN 14561 , μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα EN13624 και EN 14562 , ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14476 και EN 17111 , μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14348 και EN 14563 , και σποροκτόνο βάσει του EN 17126 σε χρόνο έως 5-10 λεπτά.
 - > Να αναφέρεται η συμβατότητα στα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου και των χειρουργικών εργαλείων , να μην κατηγοριοποιείται ως καυστικό ή διαβρωτικό.
 - > Να αναφέρεται η δωρεάν διάθεση δεικτών ελέγχου της σταθερότητας και δραστηριότητας του διαλύματος. Οι δείκτες να είναι πρακτικοί και ευανάγνωστοι.
- Το διάλυμα να είναι σταθερό τουλάχιστον 14 ημέρες χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων (Σε περίπτωση σταθερότητας άνω των 24 ωρών θα ληφθεί υπόψη η αξία διαλύματος ανά ημέρα χρήσης).
- > Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με ενσωματωμένο ενεργοποιητή.

- > Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV),φυματιοκτόνο σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου και παρουσία πρωτεϊνικών υπολειμμάτων και άλλων παρεμβαλλόμενων ουσιών σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά.
- > Να φέρει επισήμανση CE και καταχώρηση σε PCN και αντίγραφο της καταχώρησης στον ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών).
- > Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.